



۵. کاتترهای کاف دار به ۶ تا ۸ هفته پانسمان و کاتترهای موقت تا زمانیکه در بدن بیمار قرار دارد، نیاز به پانسمان دارند. در صورت استفاده از پانسمان شفاف ۳ تا ۵ روز نیاز به تعویض ندارد.
ولی در صورت استفاده از پانسمان معمولی یک روز



در میان قبل از شروع دیالیز پانسمان تعویض می‌گردد.
۶. پانسمان‌های شل شده، کثیف و یا لکه‌دار بلا فاصله با روشن استریل تعویض گردد.
۷. پس از گذشت دو یا سه هفته از قرار دادن کاتتر، می‌توانید جست خارج کردن بخیه‌ها، به جراح مراجعه کنید.
۸. موظب باشید کاتتر کشیده یا تا نشود. با استفاده از ثابت کننده‌های لوله‌های کاتتر مانند توری کش دار روی پانسمان گردن از حرکت‌های بی مورد لوله‌ها جلوگیری نمایید و پس از دیالیز لاین‌ها با گاز پوشانده شود تا به جایی گیر نکند و سپس با یک گاز و چسب به گردن فیکس شود.
۹. هرگز سریع‌های دوشاخه را دستکاری نکنید و اگر بازشد سریع بیندید.
۱۰. مصرف هرگونه داروی تزریقی یا خونگیری از طریق کاتتر منوع است.

با آرزوی سلامتی و طول عمر برای شما



مراقبت پس از نصب کاتتر:

یکی از عوارض مهم و شایع کاتتر، عفونت است. برای پیشگیری از عفونت رعایت نکات زیر ضروری است:
۱. دست‌های خود را خصوصاً پس از توالت و قبل از دیالیز با آب و صابون بشویید.
۲. از خاراندن پوست اطراف کاتتر و دست زدن به آن پرهیز کنید.


۳. در زمان وصل و قطع از دستگاه دیالیز حتماً بیمار پرستار باید ماسک داشته باشد.

۴. کاتتر باید در تمامی زمان‌ها خشک نگهداری شود در زمان استحمام باید کاملاً پوشیده باشد و از قرار گرفتن زیر دوش جلوگیری شود. بلا فاصله پس از استحمام باید با گاز استریل دور تا دور کاتتر خشک شود. یاد آوری می‌گردد چون کاتتر به حرارت حساس می‌باشد از سشوار به هیچ عنوان جست خشک کردن استفاده نشود.



کاتتر با شالدون چیست؟

لوله وریدی مرکزی یا کاتتر، لوله باریک نرمی است که از طریق گردن با شانه داخل سیاهرگ مرکزی باشد. نوع دائم در گردن قرار می‌گیرد و ممکن است موقت یا دائمی یا کاف دار حداقل تا یکسال استفاده می‌شود و نوع موقت یا بدون کاف حداقل تا یک ماه قابل استفاده است.



برای انجام همودیالیز به دو رگ نیاز است. این لوله دوشاخه دارد. از یک شاخه خون از بدن بیمار خارج شده و داخل دستگاه دیالیز تصفیه می‌شود. از شاخه دیگر، خون تصفیه شده وارد بدن بیمار می‌شود.






Hasheminejad Kidney Center

مرکز فوق تخصصی شیده‌اشی نژاد
پیارستان دیانی

عنوان آموزش:
مراقبت از کاتتر دو جداره داخل گردن
در ورید ساب کلاوین یا ژوگولار



بهار ۱۴۰۳

BR-NU-073/01

تعاونیت آموزشی و پژوهشی مرکز
پروژه اطلاع رسانی به مراجعین

آرمان ما: پیشتاز کیفیت درمان و آموزش در ایران

Our Vision : Foremost Quality of Care and
Training in the Middle Iran



Hasheminejad Kidney Center

مرکز فوق تخصصی شیده‌اشی نژاد
پیارستان دیانی

آدرس: تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میدان ونک، کوچه
شیده‌اشی نژاد، مرکز فوق تخصصی شیده‌اشی نژاد
www.hkc.iums.ac.ir

تلفن: ۸۱۱۶۱



در صورت مشاهده هر یک از علایم زیر به مرکز درمانی مراجعه نمایید.

- تب یا لرز

- قرمزی، التهاب یا ترشح چرکی از محل ورود لوله ورید مرکزی به پوست

- تورم دست یا بازو

- عدم کارایی در حین دیالیز

- اگر به هر دلیل لوله ورید مرکزی از گردن خارج شد یا بخیه‌های آن باز شد، سعی نکنید آن را سر جایش برگردانید محل آنرا با یک گاز استریل ۲۰ دقیقه فشار چسب محکمی بزنید و دهید، روی آن به مرکز درمانی مراجعه نمایید.

- چنانچه به هر دلیلی موقعتاً از کاتتر استفاده نمی‌شود، هنماً هفتاهای سه نوبت کاتتر توسط پرستار سنتشو و همپارین شود تا از ایجاد لخته یا عفونت در محل کاتتر پیگیری شود.

- در صورت احساس درد شدید در محل لوله‌ها و یا در قفسه سینه فوراً به درمانگاه مراجعه نمایید.

